



RNA 提取试剂盒（磁珠法）

F-S02-01 For 20Tests

F-S02-02 For 50Tests



产品简介

本试剂盒采用具有独特分离作用的磁珠和缓冲液系统，能够从组织、细胞、血液等样品中高效分离纯化高质量的 RNA。本试剂盒纯化后的 RNA 可直接用于 qRT-PCR、分子杂交等多种下游实验。

产品特点

- 可处理微量样本，适用范围广；
- 提取的 RNA 得率高，纯度高；
- 对于全血样品，无需样本前处理，可直接提取。

性能对比



处理样本：1x10⁶ AN3-Ca 细胞，100µL 新鲜鼠血和 4mg 脑组织。

结果显示：A 为日馨产品，其组织 RNA 得率高于竞品 B、C，血液和细胞 RNA 得率与竞品相当。

提取流程

